



JOYCEclinic FF

Máscara de uso único em pacientes

Cuidados ao domicílio
Pneumologia
Neonatologia
Anestesia
Ventilação intensiva
Diagnóstico do sono
Serviço
Atendimento do paciente

JOYCEclinic FF

SEM COMPROMETER O PACIENTE.

Com a nossa nova máscara Full-Face de uso único para a ventilação aguda não-invasiva experimenta a habitual qualidade de Heinen + Löwenstein. Não precisa de assumir qualquer compromisso na clínica, apesar da pressão dos custos.

A JOYCEclinic FF permite simultaneamente uma adaptação rápida e simples da máscara e uma posição confortável e segura da máscara, até mesmo com pressões até 50 cmH₂O.

Graças a 4 adaptadores diferentes substituíveis encontra a máscara perfeita para cada situação e combinação de aparelhos.

O arnês de cabeça, que assenta de forma estável mesmo com elevadas pressões, pode ser desconectado de forma rápida e descomplicada através da corda de abertura imediatamente identificável.

A JOYCEclinic FF existe pré-montada em 3 tamanhos, nas variantes não ventilada, não ventilada com AAV (vazamento 1) e ventilada com AAV (vazamento 2). O adaptador de endoscopia disponível como acessório prático permite a broncoscopia, sem ter de se interromper a ventilação.

COTOVELO ANGULAR




NV sem AAV*



NV com AAV*
(vazamento 1)



V com AAV*
(vazamento 2)



Adaptador de
endoscopia

*AAV = Válvula Anti-Asfixia





AS MAIS ELEVADAS EXIGÊNCIAS NO ENCAIXE PERFEITO

- Vedação da máscara resistente à pressão e almofada para a testa automaticamente ajustável
- Arnês concebido para as mais elevadas pressões
- Ajuste perfeito em 3 tamanhos

MAIOR SEGURANÇA EM TODOS OS CASOS

- Corda de abertura-rápida integrada, identificável pela cor, para casos de emergência
- A máscara para uso em paciente único evita a contaminação cruzada
- Utilização simples para elevada segurança de tratamento

ELEVADA EFICIÊNCIA EM TODAS AS ÁREAS

- Sacola de duas câmaras para um manuseio seguro e higiênico
- Excelente qualidade a um preço muito competitivo
- Determinação correta do tamanho através do padrão de ajuste

UTILIZAÇÃO UNIVERSAL PARA CADA SISTEMA

- Adequada para todos os ventiladores convencionais
- Quatro cotovelos substituíveis para cada aplicação clínica
- Realizar endoscopias com ventilação em curso

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Produto, unidade por unidade de embalagem 1 unidade	Código	Produto, unidade por unidade de embalagem 10 unidades	Código
JOYCEclinic FF NV ■ Tamanho S ■ Tamanho M ■ Tamanho L	WM 26805 WM 26815 WM 26825	JOYCEclinic FF NV ■ Tamanho S ■ Tamanho M ■ Tamanho L	WM 26857 WM 26858 WM 26859
JOYCEclinic FF NV + AAV (vazamento 1) ■ Tamanho S ■ Tamanho M ■ Tamanho L	WM 26845 WM 26855 WM 26865	JOYCEclinic FF NV + AAV (vazamento 1) ■ Tamanho S ■ Tamanho M ■ Tamanho L	WM 26869 WM 26870 WM 26871
JOYCEclinic FF vented (vazamento 2) ■ Tamanho S ■ Tamanho M ■ Tamanho L	WM 26840 WM 26850 WM 26860	JOYCEclinic FF vented (vazamento 2) ■ Tamanho S ■ Tamanho M ■ Tamanho L	WM 26866 WM 26867 WM 26868
Arnês de cabeça JOYCEclinic FF (5 unidades)	WM 26835		
Adaptador de endoscopia	WM 15864		

DADOS TÉCNICOS

Classe de produtos segundo a diretiva 93/42/CEE	Ila	Faixa de pressão de terapia	0 - 50 cmH ₂ O
Cone de conexão do tubo segundo EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (feminino)	Espaço morto geométrico ■ Tamanho S ■ Tamanho M ■ Tamanho L	210 ml 240 ml 290 ml



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Alemanha
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems
Alemanha
T: +49 2603 9600-0
F: +49 2603 9600-50
info@hul.de
www.hul.de